

Dermasculpt® - Die Größen und ihre empfohlene Verwendung

<p>Dermasculpt® 30G x 25mm für Hyaluronsäuren mit geringer Konzentration u. Viskosität, oberflächlichen Injektionen, Tränenrinne, feine Linien</p>
<p>Dermasculpt® 27G x 25mm Für Filler und Hyaluronsäuren mittl. Konzentration und Viskosität, geeignet für die meisten Gesichts-Indikationen</p>
<p>Dermasculpt® 27G x 40mm - Für Filler/Hyaluronsäuren mittl. Konzentration u. Viskosität, geeignet für die meisten Gesichts-Indikationen - meist verwendete Größe</p>
<p>Dermasculpt® 27G x 50mm Für Filler und Hyaluronsäuren mittl. Konzentration und Viskosität, extra lang für größere Behandlungsfläche</p>
<p>Dermasculpt® 25G x 40mm Für mittlere und sehr visköse Filler und Hyaluronsäuren, für mittlere bis tiefe Injektionen, geeignet für die meisten Gesichts-Indikationen</p>
<p>Dermasculpt® 25G x 50mm Für mittlere + sehr visköse Filler u. Hyaluronsäuren, für mittlere bis tiefe Injektionen, extra lang für größere Behandlungsfläche</p>
<p>Dermasculpt® 23G x 30mm Für visköse und hochkonzentrierte Filler, für Injektionen in die tiefe Dermis zur Volumengabung</p>
<p>Dermasculpt® 22G x 50mm Für visköse und hochkonzentrierte Filler, für Injektionen in die tiefe Dermis zur Volumengabung</p>
<p>Dermasculpt® 22G x 70mm Für visköse und hochkonzentrierte Filler, für Injektionen in die tiefe Dermis zur Volumengabung</p>
<p>Dermasculpt® 18G x 70mm Zur Eigenfett-Transplantation im Gesicht, nicht für Filler und Hyaluronsäuren empfohlen</p>
<p>Dermasculpt® 16G x 100mm Zur Eigenfett-Transplantation im Gesicht, nicht für Filler und Hyaluronsäuren empfohlen</p>

