

Hydractive in MesoLifter *Cocktail*

Das umfassende Konzept um Elastizität und Festigkeit bei müder und schlaffer Haut wieder herzustellen.

Hyaluronsäure spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Volumens und dem Feuchtigkeitsgehalt der Haut und trägt zu ihrer Festigkeit durch ihre Schmierwirkung auf die elastischen Fasern bei.

MesoLIFTER ist besonders zu empfehlen:

- Zur Verhinderung von Haut-Atonien
- Zur Stärkung und Festigung der Haut
- Zur Festigung erschlaffter Haut insbesondere nach Gewichtsveränderungen (Ernährung, Schwangerschaft, Fettabsaugung, etc.)

Untersuchungen haben gezeigt, dass die außergewöhnlichen Eigenschaften von Elastizität und Spannkraft in Elastin und Kollagen sich aus der spezifischen Zusammensetzung bestimmter Aminosäuren ergeben. Durch die Sicherstellung ihrer ständigen Bio-Verfügbarkeit, optimiert MesoLIFTER die Herstellung dieser Fasern.

Chondroitinsulfat, ein Glykosaminoglykan, spielt eine wichtige Rolle für den Zustand der Haut. Es trägt zur Aufrechterhaltung der Hydratation bei, während zur gleichen Zeit die Stimulierung der Produktion von Hyaluronsäure angeregt wird.

Hydractive in MesoLIFTER enthält auch 2-Dimethylaminoethanol (**DMAE**), ein natürlich vorkommendes Mittel um die Festigkeit der Haut zu erhöhen, sowie **Carnosin**, ein natürliches Dipeptid, welches aus zwei Aminosäuren (β -Alanyl-L-Histidin) besteht. Carnosin besitzt die Fähigkeit, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und ihre Widerstandsfähigkeit gegen funktionelle Erschöpfung zu stärken.

Argireline® oder auch Acetyl Hexapeptid ist eine Kette von sechs Aminosäuren, die sowohl den Grad der bestehenden Falten reduziert, als auch nachgewiesener Weise deren Entstehung wirksam entgegenwirkt. Weil Argireline® zusätzlich die Kollagenbildung der Haut anregt, wirkt das Hautbild insgesamt gesünder, praller und elastischer, der Teint weicher und ebenmäßig.

Alle MesoExpert Produkte werden in Belgien hergestellt
In Reinraum-Einrichtungen der Klasse 7000 und werden durch Sterifiltration sterilisiert, d.h. Mikroorganismen werden durch Filtration abgeschieden, größere Partikel wie zum Beispiel Bakterien werden zurückgehalten. Dadurch ist höchste Produktqualität gewährleistet.

Hauptbestandteile

Hyaluronsäure, DMAE, Chondroitinsulfat, Argireline

Indikation

Revitalisierung, Hydratation und Festigung

Protokolle

Intensive Behandlung

1 Sitzung alle 10 Tage über 2 Monate.

Erhaltung

1 Sitzung alle 3 bis 6 Monate

Anwendungshinweise

Nur professioneller Gebrauch.

Topische Anwendung, Mesotherapie, MicroNeedling, Elektrophorese, Iontophorese, transdermale Mesotherapie durch Elektroporation.

Inhaltsstoffe

Aqua (water), Hyaluronic Acid, DMAE, Sodium Chloride, Benzyl Alcohol, L-Carnosine, Glycine, L-Proline, L-Valine, Chondroitin Sulphate, Hydrochloric Acid, Argireline

Verpackungseinheit

10 x 5 ml

Einsatzgebiete

Gesicht, Hals, Dekolleté, Hände



CPNP Reference: 1640371