

## MesoWhite *Cocktail*

Die ausgewogene Lösung zur Verringerung von Hyperpigmentierungen, Melasmen, Altersflecken und ungleichmäßigen Teints.

**Vitamin C** führt zu einer Aufhellung der Haut, wirkt als Radikalfänger und hat antioxidative Wirkung. Einige Studien zeigen auch entzündungshemmende und Lichtschutz-Eigenschaften.

**Glutathion** inaktiviert die Tyrosinase und vermittelt die Umwandlung von Eumelanin zu Phäomelanin.

**Alpha-Arbutin** ist eines der weltweit am häufigsten genutzten Mittel zur Depigmentierung und Aufhellung der Haut. Es hemmt die Melanosomen-Reifung und ist dabei schonender als Hydrochinon.

**Süßholz-Extrakt** aus der Wurzel der Glycyrrhiza Glabra Linnear. Verbessert die Hyperpigmentierung durch Dispergieren des Melanin, Hemmung der Melanin-Biosynthese und wehrt die Aktivität der Produktion freier Radikale ab. Hauptkomponente des Süßholzextraktes ist Glabridin.

**Glykolsäure** führt zur schnelleren Abschuppung der pigmentierten Keratinozyten und verkürzt den Zellzyklus.

**Azelainsäure** ist antibakteriell, beeinflusst die Hyperkeratose, hemmt die Bildung von Melanozyten und wirkt schwach entzündungshemmend.

**Kojisäure** hemmt die Melaninbildung, wirkt entzündungshemmend und antibakteriell.

Alle MesoExpert Produkte werden in Belgien hergestellt  
In Reinraum-Einrichtungen der Klasse 7000 und werden durch Sterifiltration sterilisiert, d.h. Mikroorganismen werden durch Filtration abgeschieden, größere Partikel wie zum Beispiel Bakterien werden zurückgehalten. Dadurch ist höchste Produktqualität gewährleistet.

### Hauptbestandteile

Vitamin C, Glutathion, Alpha-Arbutin, Süßholzextrakt, Glykolsäure, Azelainsäure, Kojisäure

### Indikation

Erhöhte Pigmentierung, Melasmen, Altersflecken, ungleichmäßiger Teint, dunkle Augenringe

### Protokoll

Intensive Behandlung 1 Sitzung pro Woche über einen Monat, dann alle 2 Wochen über 2 Monate.

Erhaltung: 1 Sitzung alle 2-3 Monate.

### Anwendungshinweise

Nur professioneller Gebrauch.  
Topische Anwendung, Mesotherapie, MicroNeedling, Elektrophorese, Iontophorese, transdermale Mesotherapie durch Elektroporation.

### Inhaltsstoffe

Vitamin C, Glutathion, Glykolsäure, Arbutin, Kojisäure, Azelainsäure, Süßholzextrakt, weiße Maulbeere-Extrakt, Benzylalkohol, Wasser

### Verpackungseinheit

10 x 5 ml

### Einsatzgebiete

Gesicht, Körper, Hände



CPNP Reference: 1664132